

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Название инструкции</p>   | <p><b>Инструкция по сбору мочи на исследования: «Барбитураты» (тест № 898); «Каннабиноиды» (тест № 902); «Опиаты» (тест № 925); «Этанол (алкоголь)» (тест № 982); «Наркотики и психотропные вещества, скрининг» (тест № ЛМС); «Вредные привычки» (тест № 9950)</b></p>   |
| <p>2. Информация о биоматериале и контейнере</p>  | <p>Для исследования необходима разовая порция мочи. Контейнер необходимо заранее приобрести под залоговую стоимость в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Возврат залоговых средств осуществляется при сдаче анализа и при условии наличия чека за внесение залога. Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.</p> |
| <p>3. Информация о предварительной подготовке к исследованию</p>  | <p>Специальной подготовки не требуется.</p>  |
| <p>4. Информация «куда собирать»</p>  | <p>Собрать порцию мочи в стерильный контейнер с крышкой.</p>   |
| <p>5. Информация «как собирать»</p>   | <p>Контейнер для сбора мочи нужно заполнить целиком (не менее чем на 90% объема) для предотвращения испарения под крышкой. После сбора биоматериала контейнер плотно закрыть крышкой и не открывать.</p>   |
| <p>6. Информация о недопустимых условиях, если есть таковые</p>   | <p>Моча, собранная в использованный ранее контейнер, не подходит для исследования (примеси гипохлорита, моющих средств и других веществ могут исказить результат).</p>   |
| <p>7. Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО</p> | <p>До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки материала в МО, он может быть сохранен при температуре +2...+8°C не более 12 часов.</p>   |